

Maßblatt Rumpf

Bei Bestellungen bitte kopieren
und ausgefüllt senden.
E-Mail: info@albrechtgmbh.com
Fax: 08051-961 29 30

Bestellung Kostenvoranschlag

Datum: _____

Sanitätshaus: _____

Kundennummer: _____

Orthopädietechniker: _____

Patienten ID: _____

Produktname

- MKS® Leibteil
- MKS® Leibteil plus
- MKS® Vario
- MKS® Lumbago
- MKS® Lumbago plus
- MKS® Lumbago Vario
- MKS® Pontsana®
- MKS® Pontsana® plus
- MKS® Pontsana® mobil
- MKS® Pontsana® stabil
- MKS® Osteo
- MKS® Osteo plus
- MKS® Osteo flex
- MKS® Osteo flex plus
- MKS® Lumbo
- MKS® Lumbo forte
- MKS® Lumbo plus
- MKS® Lumbo forte plus
- MKS® Lumbo mobil
- MKS® Lumbo fenestra
- MKS® Extensa
- MKS® Extensa plus
- MKS® Thorecta
- MKS® Thorecta plus
- MKS® Rumpf-Kompressions-Bandage
- sonstige: _____

Leibhöhe
Maximale vordere Höhe
des textilen Leibteils

Höhe Vorderteil
Gemessen von der
Oberkante des
Schambeins bis
zum Brustbein
(ca. 3-4 cm unter
dem Schlüsselbein)

Leibumfang
Gemessen an der Mitte
des Rumpfes (über dem
Bauchnabel)

**Rückenhöhe
Reklination**
Gemessen vom
Kreuzbein
(Anfang Gesäßfalte)
bis ca. 2-3 cm unter
Halswirbel C7

Rückenhöhe
Gemessen vom
Kreuzbein bis
ca. 2-3 cm unter den
Schulterblattspitzen



Technische Umsetzung (von albrecht ausgefüllt)

- Größenmodifikation
- modulare Änderung

Art.-Nr.: _____

Freigabe: