

Lumbalstützorthese

HMV-Nr. 23.14.04.0009

Indikationen

- Mittelschwere Lumboischialgie mit leichtem Ausfall bei Bandscheibenprotrusion/Prolaps
- Mittelschweres radikuläres, pseudoradikuläres Lumbalsyndrom
- Spondylolisthese, Grad I, mit Lumbalgie
- Nach Bandscheiben-OP mit kleinem bis mittelgroßem Prolaps
- Mittelgradige lumbale Deformität (rezidivierende Behandlung bei kompliziertem Verlauf)
- LWS-Syndrom
- Lumbalgie
- Spondylarthrose
- ISG-Reizzustand
- Insuffizienz der Lendenmuskulatur

Merkmale

- Teilelastisches Bandagenmaterial
- Seitliche Verstärkungsstäbe
- Festes Abdominalteil mit Klettverschluss
- Überbrückungsstäbe aus Federbandstahl
- Zusätzliche geteilte, doppelte Seitengurtung



Funktionsweise

Die Funktion der MKS® Pontsana® basiert auf dem Überbrückungsprinzip. Das breite Leibteil mit den zusätzlichen Seitengurten bewirkt eine Entlordosierung der Lendenwirbelsäule und entlastet somit diesen Bereich.



Größen und Artikelnummern

Größe	1	2	3	4	5	6	51	61
Leibumfang [cm]	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 - 105	105 - 120	120 - 135	105 - 120	120 - 135
vordere Höhe [cm]	18	18	18	18	18	18	18	18
Rückenhöhe [cm]	32	32	34	34	38	38	34 (reduziert)	34 (reduziert)
Art.-Nr.	582-801-S	582-802-S	582-803-S	582-804-S	582-805-S	582-806-S	582-8051-S	582-8061-S

Reduzierte Höhe

vordere Höhe [cm]	16	16	16	16	16	16		
Rückenhöhe [cm]	26	26	26	26	26	26		
Art.-Nr.	582-801N-S	582-802N-S	582-803N-S	582-804N-S	582-805N-S	582-806N-S		

Weitere Größen sind auf Anfrage erhältlich

Bedeutung der Maßangaben

